

Ventajas

# LactiCheck™ Milk Analyzer

## Aplicaciones en la granja



### 1. Optimización de la composición de la leche (enriquecimiento nutricional)




- Confirma que los aditivos alimentarios están afectando positivamente a los componentes de la leche
- Asegura que se está ofreciendo una nutrición adecuada para alcanzar el rendimiento óptimo
- Proporciona al ganadero una prueba de que su inversión en aditivos está justificada
- Permite al ganadero adaptar la gestión de su cabaña y la alimentación con aditivos a las condiciones de mercado actuales

### 2. Reducción de la reutilización/desperdicios manteniendo una buena composición/rendimiento

- Confirma que al alimento suplementario está siendo suministrado eficazmente
- Asegura que los costosos aditivos alimentarios se formulan adecuadamente y se suministran en cantidad suficiente – pero sin sobrealimentar



### 3. Mejora los criterios de selección mediante una información completa sobre la composición



- Proporciona perfiles exhaustivos para cada vaca, identificando las de menor rendimiento y mejor composición (¡no descartándolas!)
- Ofrece una versión global y en profundidad de la contribución de cada animal al balance económico general de la cabaña

### 4. Refuerza los programas de cría considerando rendimiento y composición


- Detecta los beneficios nutricionales de la leche enriquecida, es decir, con más proteínas y grasa, producida por animales que no están considerados como los de mejor rendimiento
- Desarrolla un programa de cría equilibrado, considerando rasgos genéticos asociados a altos rendimientos y composiciones



### 5. Aumenta económicamente la alimentación mediante pastos para optimizar la bonificación por composición



- Justifica la inversión en suplementos alimentarios para asegurar un retorno óptimo en bonos de leche
- Fomenta el interés en la mejora de los pastos mediante fertilización, re-siembra, etc.



Page & Pedersen International, Ltd.

158 West Main Street Hopkinton, MA 01748 USA

[www.pagepedersen.com](http://www.pagepedersen.com)



Obtenga lo MAX con el MINI!

# LactiCheck™ MINI

Composición total de la leche BRUTA en <60 seg

¡10 parámetros de composición de la leche!



- Sólidos no grasas
- Proteínas
- Densidad
- Sólidos totales
- Agua añadida
- Temperatura



## QuickCheck™ FLEX

El QuickCheck FLEX es un crioscopio de punto de congelación que proporciona resultados precisos de agua añadida en leche de acuerdo con los métodos de referencia recomendados (AOAC/IDF/ISO) para cuestiones de pago.



- ✓ Portátil
- ✓ Acero inoxidable y con tapa
- ✓ Alimentación AC o DC
- ✓ Determinación exacta del agua añadida
  - Meseta a tiempo fijo
  - Búsqueda de meseta
- ✓ Resultados en m°C o m°H
- ✓ Salida RS-232



### Registro y digitalización de datos

## LactiLog™ Sistema de registro de datos automático

Una solución completa "plug and play" para la transferencia y digitalización de registros, el LactiLog está customizado para las necesidades de específicas de la industria láctea. Simplemente conecte el LactiCheck a su ordenador, descargue el software LactiLog y ejecute el programa - ilos resultados se grabarán automáticamente!



## LactiPrint™ Impresora de datos automática

- ✓ Registro de datos automático
  - Registros legibles
  - Mejora la calidad de los procedimientos estándares
- ✓ Incrementa la productividad
- ✓ Codifica resultados para proveedores
  - Recibos para repartos
- ✓ Elimina los costosos errores de transcripción
- ✓ Escaneo optimizado hasta el PC
  - Facilita los registros digitalizados



# Page & Pedersen International, Ltd.

158 West Main Street Hopkinton, MA 01748 USA

www.pagepedersen.com